



Functionele Training



Van Volxemlaan, 407 - 1190 Brussel
+32 (0)2 376 22 22 | contact@mos.be

mos.be

Inhoudstafel

LIPTRAINING

| | |
|--------------------|-----|
| Stoppi | 5 |
| Oral screens | 6 |
| Interceptors | 7-8 |

TONGREVALIDATIE

| | |
|------------------|---|
| Exerlangue | 9 |
|------------------|---|

CORRECTIE VAN KLASSE I, II & III

| | |
|--|----|
| EF Kid | 10 |
| Multi-S | 10 |
| EF Start | 11 |
| Multi-T2 | 11 |
| EF Profil | 12 |
| EFT Slim | 12 |
| EFT Slim Long | 13 |
| EF Classe II Slim | 13 |
| EF Classe II Standard | 14 |
| EFT Pro | 15 |
| EF Class II 2 Steps | 15 |
| Multi-P & Multi-P2 & Multi-P2 Wide | 16 |
| Multi-DB & Multi-DB Wide | 17 |
| EF Guide | 18 |
| EF Class III Small | 19 |
| EF Class III Standard | 19 |
| EF Class III Large | 20 |

Met een klasse II correctie-apparaat

| | |
|------------------------|----|
| Class II Booster | 21 |
|------------------------|----|

Met brackets

| | |
|--------------------------|----|
| Class I Stabilizer | 21 |
| Multi-TB | 22 |
| EF Braces | 22 |
| EF Protect | 23 |

Behandeling van TMJ klachten

| | |
|--------------|----|
| EF TMJ | 23 |
|--------------|----|

Met een behandeling met aligners

| | |
|--------------------|----|
| EF S.M.A.R.T | 24 |
|--------------------|----|

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

| | |
|-------------------------------|----|
| Meetinstrumenten | 25 |
| Mondspenders | 26 |
| Ontsmettingsmiddelen | 27 |
| Slijpen en Documentatie | 28 |

Functionele Training

Hoe kies je de juiste trainer?

Liptraining

2 → 4 jaar

Stoppi



3 → 6 jaar

Pediatrische labiale interceptor



Pediatrische labiale interceptor met stop



4 → 8 jaar

Oral screen standard



Oral screen met stop



Oral screen met hekje



Oral screen met parel



6 jaar en +

Labiale interceptor



Labiale interceptor 2 steps
Klasse II met belangrijke overjet



Tongrevalidatie

3 → 6 jaar

Exerlangue small



6 jaar en +

Exerlangue



Functionele Training

Hoe kies je de juiste trainer?

VRAAG RAAD AAN EEN ORTHODONTIST ALVORENS DEZE TRAINERS TE GEBRUIKEN

KLASSE I

KLASSE II

KLASSE III

Met aligners

lichte

matige

ernstige

3 → 6 jaar

EF KID



4 → 8 jaar

Multi-S



6 → 8 jaar

EF Start



6 → 10 jaar

EF Classe III Small



6 → 12 jaar

Multi-T
Multi-T2



8 → 12 jaar

EF Profil

Met of zonder
expansie-apparaat



8 → 12 jaar

EF Classe II Slim



8 → 12 jaar

EF Classe II 2 Steps

behandeling van
overjets van > 10 mm



8 → 12 jaar

EFT Slim



10 → 12 jaar

EFT Slim Long



8 → 12 jaar

EF Classe II Standard sterke
musculus mentalis



8 → 12 jaar

EFT Pro



6 → 14 jaar

Multi-P kleine maten - Multi-P2 - Multi-P2 wide



8 → 14 jaar

Multi-DB - Multi-DB wide



12 jaar en +

EF Guide



12 jaar en +

EF Classe III Large



8 jaar en +

EF S.M.A.R.T



Met klasse II correctie-apparaat

8 jaar en +

Class II Booster
met klasse II corrector



Met brackets

8 jaar en +

Class I Stabilizer



Multi-TB



12 jaar en +

EF Braces



EF Protect

enkel overdag te dragen



Behandeling van TMJ klachten

12 jaar en +

EF TMJ



Stoppi

2 → 4 jaar



KENMERKEN

Stoppi® is een gewoontecorrector voor kinderen vanaf twee jaar. Hij laat toe om vroeg in te grijpen bij het afleren van duimzuigen en zal invloed hebben op de moeilijkheidsgraad van de daaropvolgende orthodontische behandeling.

REFERENTIES

ECM0166



Oral Screens

Klein model (oranje ring) : Melkgebit
Groot model (blauwe ring) : Gemengd gebit

4 → 8 jaar

Oral Screens zijn een ideaal hulpmiddel geworden voor preventie, vroegtijdige interventie en myofunctionele therapie. Het is een eenvoudig, niet-traumatisch en economisch hulpmiddel. Wanneer ze goed worden gedragen, zijn oral screens in meer dan tweederde van de gevallen efficiënt. Het apparaat komt in vrije rust tussen de lippen en de voorste tanden. Er wordt druk uitgeoefend op de voorste tanden waardoor een eventuele protrusie kan gecorrigeerd worden. Er zijn 4 soorten apparaten, elk met een eigen functie. De eerste twee modellen zijn verkrijgbaar in het klassieke materiaal of in een zacht siliconenmateriaal, dat geschikter is voor bepaalde patiënten, wanneer het apparaat onvoldoende bewegingsvrijheid heeft.



Oral Screen Standard

Elimineert duimzuigende gewoonten en vermindert de incompetentie van de lippen. Corrigeert protrusie.

REFERENTIES

| | |
|--|---------|
| Klein model OS I | ECM0150 |
| Groot model OS II | ECM0151 |
| Klein soepel model OS/S I (transparant) | ECM0160 |
| Groot soepel model OS/S II (transparant) | ECM0161 |



Oral Screen met stop

Aanbevolen in gevallen waarin, naast een zuig-gewoonte, de onderkaak van het kind zich in een teruggetrokken positie bevindt. De onderste snijtanden komen in contact met de stop, waardoor de oral screen niet kan kantelen, terwijl de onderkaak naar voren wordt verplaatst en het sluiten van de lippen vereenvoudigd wordt. De oral screen kan worden omgedraaid om een linguoversie van de bovenste snijtanden te corrigeren.

REFERENTIES

| | |
|-----------------------------|---------|
| Klein model OS/C I | ECM0152 |
| Groot model OS/C II | ECM0153 |
| Klein soepel model OSC/S I | ECM0162 |
| Groot soepel model OSC/S II | ECM0163 |



Oral Screen met hekje

Aanbevolen in gevallen waarin de malocclusie wordt veroorzaakt door het glijden van de tong tussen beide tandbogen.

REFERENTIES

| | |
|----------------------|---------|
| Klein model OS/GU I | ECM0154 |
| Groot model OS/GU II | ECM0155 |



Oral Screen met parel

Aanbevolen in het geval van een belangrijke open beet. Men plooit lichtjes de metalen draad zodat hij ter hoogte van de tong komt te staan. De patiënt zal de natuurlijke neiging hebben om de parel met de tong op te zoeken en aan te duwen, wat de tongspieren zal versterken en voor een correcte herpositionering van de tong in het palatum zal zorgen.

REFERENTIES

| | |
|---------------------|---------|
| Klein model OS/P I | ECM0156 |
| Groot model OS/P II | ECM0157 |

Pediatische Labiale Interceptor

3 → 6 jaar



KENMERKEN

- Speels element (kleine muis)
- Correctie van labio-labiale incompetentie
- Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
- Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in geval van langdurige zuiggewoonten
- Linguale dyspositie (laag anterior)
- Hypertonie van de kauwspieren
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, blauw en roos)

REFERENTIES


| | |
|-------------|--------------|
| Roos | OPD595 000RP |
| Blauw | OPD595 000BP |
| Transparant | OPD595 000P |

Beschikbare kleuren



Pediatische Labiale Interceptor met stop

3 → 6 jaar



KENMERKEN

- Speels element (kleine muis)
- Correctie van labio-labiale incompetentie
- Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
- Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in geval van langdurige zuiggewoonten
- Linguale dyspositie (laag anterior)
- Hypertonie van de kauwspieren
- Verticale vergrendeling bij diepe beet en kruisbeet
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, blauw en roos)

REFERENTIES

| | |
|-------------|--------------|
| Roos | OPD595 010RP |
| Blauw | OPD595 010BP |
| Transparant | OPD595 010P |

Beschikbare kleuren



Labiale Interceptor

Vanaf 6 jaar



KENMERKEN

- Correctie van labio-labiale incompetentie
- Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
- Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in geval van langdurige zuiggewoonten
- Linguale dyspositie (laag anterior)
- Hypertonie van de kauwspieren
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, blauw en roos)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Roos | OPD595 000R |
| Blauw | OPD595 000B |
| Transparant | OPD595 000 |

Beschikbare kleuren



Labiale Interceptor 2 Steps

Vanaf 6 jaar



KENMERKEN

- Correctie van labio-labiale incompetentie
- Revalidatie van de ventilatie via de bovenste luchtwegen
- Omzettingshulpmiddel voor het stoppen van duim- en/of speenzuigen in geval van langdurige zuiggewoonten
- Linguale dyspositie (laag anterior)
- Hypertonie van de kauwspieren
- Maakt labio-labiale occlusie mogelijk die moeilijk is in klasse II-gevallen met belangrijke overjet
- Enkel verkrijgbaar in transparant

REFERENTIES

| | |
|-------------|------------|
| Transparant | OPD595 006 |
|-------------|------------|

Beschikbare kleuren



Exerlangue®

Small vanaf 3 jaar

Standard vanaf 6 jaar



KENMERKEN

- Correctie van primaire slikgewoonten
- Herpositionering van de tong in het palatum
- Correctie van orthodontische relaps veroorzaakt door de linguale positie
- Begeleiding van logopedische oefeningen
- Opheffen van het sublinguale plateau voor permanent tong/palatum contact (optimale neuro-zintuiglijke uitwisseling)
- Inkeping van de linguale rem voor maximaal comfort voor de patiënt
- Verkrijgbaar in twee maten (small vanaf 3 jaar, standard vanaf 6 jaar)
- Verkrijgbaar in twee kleuren (oranje en transparant)

| REFERENTIES | Exerlangue® small | Exerlangue® |
|-------------|-------------------|--------------|
| Oranje | OPD599 000ORP | OPD599 000OR |
| Transparant | OPD599 000P | OPD599 000 |

Beschikbare kleuren



EF Kid

3 → 6 jaar



KENMERKEN

- Labiaal lipje voor contact met de lippen en een betere grip
- 2 gaatjes voor de speekselcirculatie en het vermijden van het verstikkingsgevoel bij het dragen 's nachts
- Klasse I, II en III
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES


| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 600 |
| Blauw | OPD590 600B |
| Roos | OPD590 600R |

Beschikbare kleuren



Multi-S

4 → 8 jaar



KENMERKEN

- Corrigeert de slechte gewoonten en helpt bij de uitlijning van het gebit bij kinderen
- Vermindert de musculaire beperkingen
- Werkt in op problemen als: verkeerd slikgedrag, duimzuigen, verkeerde tongpositie, kauwproblemen en vroegtijdige booghervorming
- Klasse I en matige Klasse II
- Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

| | |
|-------------|------|
| Transparant | ECXS |
|-------------|------|

Beschikbare kleuren



EF Start

6 → 8 jaar



KENMERKEN

- 3 tot 3 universele boven- en onderkaak tandmarkeringen voor de correctie van de middenlijn
- Klasse I en Klasse II
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 220 |
| Blauw | OPD590 220B |
| Roos | OPD590 220R |

Beschikbare kleuren



Multi-T / Multi-T2

6 → 12 jaar



KENMERKEN

- Behandeling van maxillofaciale dysmorfosis bij kinderen
- Propulsiezone om de mandibulaire groei te stimuleren
- Werkt in op problemen als: verkeerd slikgedrag, duimzuigen, verkeerde tongpositie, labiale dysfunctie en ademhalingsproblemen
- Klasse I en lichte Klasse II
- Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------|
| Transparant | ECXT2 |
|-------------|-------|

Beschikbare kleuren



EF Profil

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- 2 hardheidsmogelijkheden (hard en zacht)
- 2 gaatjes voor de speekselcirculatie
- Verminderde hoogte van de vestibulaire schermen vanaf de 3 voor gebruik met een quad helix
- Minder dikke vestibulaire schermen voor minimale storing
- Klasse I en lichte Klasse II
- Kan worden gebruikt met een apparaat voor correctie van de transversale dimensie
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant en oranje hard/blauw zacht)

REFERENTIES

| | |
|-------------|---------------------|
| Transparant | OPD590 700 (hard) |
| Oranje | OPD590 700O (hard) |
| Blauw | OPD590 700BS (soft) |

Beschikbare kleuren



EF T Slim

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- 3 tot 3 universele boven- en onderkaak tandmarkeringen voor de correctie van de middenlijn
- Klasse I en lichte Klasse II
- Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES


| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 300 |
| Rood | OPD590 300R |
| Blauw | OPD590 300B |
| Groen | OPD590 300V |
| Geel | OPD590 300J |

Beschikbare kleuren



EF T Slim Long

10 → 12 jaar



KENMERKEN

- 3 tot 3 universele boven- en onderkaak tandmarkeringen voor de correctie van de middenlijn
- Distale verlenging ter ondersteuning van de 6 en 7
- Klasse I en lichte Klasse II
- Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

| | |
|-------------|--------------|
| Transparant | OPD590 300L |
| Rood | OPD590 300RL |
| Blauw | OPD590 300BL |
| Groen | OPD590 300VL |
| Geel | OPD590 300JL |

Beschikbare kleuren



EF Classe II Slim

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- Linguale rustzone ter ondersteuning van de tong body in het palatum
- Beperkte hoogte van de vestibulaire schermen voor het comfort van de patiënt
- Korte bumpers voor zwak gemarkeerde musculus mentalis
- Lichte en matige Klasse II
- Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 005 |
| Rood | OPD590 004R |
| Blauw | OPD590 004B |
| Groen | OPD590 004V |
| Geel | OPD590 004 |

Beschikbare kleuren



EF Classe II Standard

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- Diepe bumpers om de spiertonus van de onderlip en musculus mentalis te normaliseren
- Hoge vestibulaire schermen waardoor rekening kan gehouden worden met de vestibulair geroteerde laterale snijtanden en ectopische hoektanden
- Lichte en matige Klasse II
- Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 003 |
| Rood | OPD590 001R |
| Blauw | OPD590 001B |
| Groen | OPD590 001V |
| Geel | OPD590 001 |

Beschikbare kleuren



EFT Pro

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- Koppel van 30° op bovenste snijtanden
- Indentatie op bovenste en onderste 3 en 4 voor eruptiegids
- Klasse I, Klasse II Matig
- Fysiologische rust
- Alleen transparant verkrijgbaar

REFERENTIES

| REFERENTIES | EFT Pro Small | EFT Pro Standard |
|-------------|---------------|------------------|
| Transparant | OPD590 007S | OPD590 007 |

Beschikbare kleuren



EF Classe II 2 Steps

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- Ontworpen met een overjet van 6 mm voor een progressieve herpositionering van de onderkaak
- Dikke bumpers om de spiertonus van de onderlip en musculus mentalis te normaliseren
- Ernstige Klasse II
- Verkrijgbaar in vijf kleuren (transparant, rood, blauw, groen en geel)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 006 |
| Rood | OPD590 006R |
| Blauw | OPD590 006B |
| Groen | OPD590 006V |
| Geel | OPD590 006J |

Beschikbare kleuren



Multi-P2® & P2® Wide

6 → 14 jaar



KENMERKEN

- Behandeling van malpositie van de tanden bij kinderen
- Propulsiezone om de mandibulaire groei te stimuleren
- Beschikbaar in «laag volume» of «hoog volume» en in lange of korte molaire zone
- Lasermarkering
- Klasse I, Klasse II en Klasse III
- Enkel beschikbaar in transparant

Beschikbare kleuren



REFERENTIES

MULTI-P2®

| Maat | Sizer | Low Short | Low Long | High Short | High Long |
|------|-------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPNLS35 | XPNLL35 | XPNHS35 | XPNHL35 |
| 40 | | XPNLS40 | XPNLL40 | XPNHS40 | XPNHL40 |
| 45 | | XPNLS45 | XPNLL45 | XPNHS45 | XPNHL45 |
| 50 | | XPNLS50 | XPNLL50 | XPNHS50 | XPNHL50 |
| 55 | | XPNLS55 | XPNLL55 | XPNHS55 | XPNHL55 |
| 60 | | XPNLS60 | XPNLL60 | XPNHS60 | XPNHL60 |
| 65 | | XPNLS65 | XPNLL65 | XPNHS65 | XPNHL65 |
| 70 | | XPNLS70 | XPNLL70 | XPNHS70 | XPNHL70 |

MULTI-P

| | | | | | |
|----|--------------------------------|----------|--|----------|--|
| 10 | Multi-P® Sizer ECXPSIZER | ECXPLS10 | | | |
| 15 | | ECXPLS15 | | | |
| 20 | | ECXPLS20 | | ECXPHS20 | |
| 25 | | ECXPLS25 | | ECXPHS25 | |
| 30 | | ECXPLS30 | | ECXPHS30 | |

MULTI-P2® Wide

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPWLS35 | XPWLL35 | XPWHS35 | XPWHL35 |
| 40 | | XPWLS40 | XPWLL40 | XPWHS40 | XPWHL40 |
| 45 | | XPWLS45 | XPWLL45 | XPWHS45 | XPWHL45 |
| 50 | | XPWLS50 | XPWLL50 | XPWHS50 | XPWHL50 |
| 55 | | XPWLS55 | XPWLL55 | XPWHS55 | XPWHL55 |
| 60 | | XPWLS60 | XPWLL60 | XPWHS60 | XPWHL60 |
| 65 | | XPWLS65 | XPWLL65 | XPWHS65 | XPWHL65 |
| 70 | | XPWLS70 | XPWLL70 | XPWHS70 | XPWHL70 |

Multi-DB® & DB® Wide

8 → 14 jaar



KENMERKEN

- Behandeling van malpositie van de tanden bij kinderen
- Propulsiezone om de mandibulaire groei te stimuleren
- Beschikbaar in «laag volume» of «hoog volume» en in lange of korte molaire zone
- Lasermarkering
- Harde plastieke versterking voor de diepe beet
- Klasse I, Klasse II en Klasse III
- Enkel beschikbaar in transparant

Beschikbare kleuren



REFERENTIES

MULTI-DB®

| Maat | Sizer | Low Short | Low Long | High Short | High Long |
|------|-------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPNLS35R | XPNLL35R | XPNHS35R | XPNHL35R |
| 40 | | XPNLS40R | XPNLL40R | XPNHS40R | XPNHL40R |
| 45 | | XPNLS45R | XPNLL45R | XPNHS45R | XPNHL45R |
| 50 | | XPNLS50R | XPNLL50R | XPNHS50R | XPNHL50R |
| 55 | | XPNLS55R | XPNLL55R | XPNHS55R | XPNHL55R |
| 60 | | XPNLS60R | XPNLL60R | XPNHS60R | XPNHL60R |
| 65 | | XPNLS65R | XPNLL65R | XPNHS65R | XPNHL65R |
| 70 | | XPNLS70R | XPNLL70R | XPNHS70R | XPNHL70R |

MULTI-DB® Wide

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 35 | Multi-P2® Sizer XPSIZER | XPWLS35R | XPWLL35R | XPWHS35R | XPWHL35R |
| 40 | | XPWLS40R | XPWLL40R | XPWHS40R | XPWHL40R |
| 45 | | XPWLS45R | XPWLL45R | XPWHS45R | XPWHL45R |
| 50 | | XPWLS50R | XPWLL50R | XPWHS50R | XPWHL50R |
| 55 | | XPWLS55R | XPWLL55R | XPWHS55R | XPWHL55R |
| 60 | | XPWLS60R | XPWLL60R | XPWHS60R | XPWHL60R |
| 65 | | XPWLS65R | XPWLL65R | XPWHS65R | XPWHL65R |
| 70 | | XPWLS70R | XPWLL70R | XPWHS70R | XPWHL70R |

EF Guide

Vanaf 10 jaar



KENMERKEN

- Tandmarkeringen van 4 tot 4 in boven- en onderkaak als retentie, maar kan ook gebruikt worden als eruptiegids
- Distale verlenging ter ondersteuning van de 7
- Verkrijgbaar in 8 maten (0 tot 7)
- Enkel verkrijgbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant OPLEFG 0 • OPLEFG 1 •
 OPLEFG 2 • OPLEFG 3 •
 OPLEFG 4 • OPLEFG 5 •
 OPLEFG 6 • OPLEFG 7

Beschikbare kleuren



EF Classe III Small

6 → 10 jaar



KENMERKEN

- Maxillaire slidingguide om de beet om te keren
- Tandmarkeringen van 3 tot 3 in de boven- en onderkaak voor het correct positioneren van het apparaat
- Klasse III
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 500 |
| Blauw | OPD590 500B |
| Roos | OPD590 500R |

Beschikbare kleuren



EF Classe III Standard

8 → 12 jaar



KENMERKEN

- Maxillaire slidingguide om de beet om te keren
- Tandmarkeringen van 3 tot 3 in de boven- en onderkaak voor het correct positioneren van het apparaat
- Klasse III
- Verkrijgbaar in drie kleuren (transparant, roos en blauw)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD590 400 |
| Blauw | OPD590 400B |
| Roos | OPD590 400R |

Beschikbare kleuren



EF Classe III Large

Vanaf 12 jaar



KENMERKEN

- Maxillaire slidingguide om de beet om te keren
- Tandmarkeringen van 3 tot 3 in de boven- en onderkaak voor het correct positioneren van het apparaat
- Klasse III
- Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant

OPD590 550

Beschikbare kleuren



Class II Booster

Vanaf 8 jaar



KENMERKEN

- Geassocieerde functionele handelingen: behandeling van de zachte weefsels in combinatie met de tandheelkundige behandeling en verbeterde efficiëntie van de behandeling op lange termijn. Ademhaling via bovenste luchtwegen.
- Inkepingen in de rechter en linker vestibulaire bovenkaak vanaf de mesiale gebieden van de hoektanden: laat het plaatsen van klasse II correctors toe
- Inkepingen in de rechter en linker mandibulaire delen distaal vanaf de eerste premolaren: laat het plaatsen van tubes en buttons toe voor de klasse II elastieken
- Positionering van de tandbogen in end-to-end voor een overcorrectie van de klasse II
- Lichte molaire verhoging voor de decongestie van de TMJ en de herpositionering van de articulaire schijf van de condylus, om de werking van klasse II correctors te stimuleren
- Verkrijgbaar in twee kleuren (transparant en rood)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD594 010 |
| Rood | OPD594 010R |

Beschikbare kleuren



Avec un traitement fixe

Class I Stabilizer

Vanaf 8 jaar



KENMERKEN

- Behoud van klasse I: of het uitgangspunt nu klasse II of klasse III is, fysiologische rust behoudt het klasse I-platform en vermijdt het gebruik van elastieken bij een vaste behandeling.
- Het rebound-effect (recidief) is welbekend. De klasse I stabilisator voorkomt onmiddellijk recidief door de tong en zachte weefsels te repositioneren met behoud van een klasse I boogrelatie.
- Afgeronde interne kanalen maken het gemakkelijker om het implantaat parallel aan de multiband te dragen.
- Verkrijgbaar in twee kleuren (transparant en blauw)

REFERENTIES

| | |
|-------------|-------------|
| Transparant | OPD594 020 |
| Blauw | OPD594 020B |

Beschikbare kleuren



Multi-TB

Vanaf 8 jaar



KENMERKEN

- Multi-Trainer voor brackets
- Vergemakkelijkt de groei van de onderkaak bij kinderen en volwassenen tijdens het dragen van vaste apparatuur
- Speelt in op de ontgrendeling van de onderkaak, het hervormen van de tandboog, het positioneren van de tong in het palatum en het corrigeren van de middenlijn
- Verhoogt de efficiëntie van vaste apparatuur
- Enkel verkrijgbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant ECXTB

Beschikbare kleuren



EF Braces

Vanaf 12 jaar



KENMERKEN

- Functionele correctie in parallel met vaste apparatuur
- Ruimte voor de brackets
- Verhoogde intermolare dikte
- Flexibele vestibulaire schermen voor de vrijheid van de mechanische acties van de vaste apparatuur
- Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant OPD590 230

Beschikbare kleuren



EF Protect

Vanaf 12 jaar



KENMERKEN

- Functionele correctie in parallel met vaste apparatuur
- Enkel overdag te dragen
- Ruimte voor de brackets van de bovenkaak
- Verhoogde intermolare dikte
- Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant OPD590 210

Beschikbare kleuren



Behandeling van TMJ klachten

EF TMJ

Vanaf 12 jaar



KENMERKEN

- Behandeling van temporomandibulaire gewrichtsproblemen (TMJ)
- Verhoogde intermolare dikte om TMJ te ontlasten
- Tandmarkeringen van 3 tot 3 op boven- en onderkaak voor de centralisatie
- Ruimte voor de bovenste snijtanden voor de comfortpositie van de patiënt
- Enkel beschikbaar in transparant

REFERENTIES

Transparant OPD590 240

Beschikbare kleuren



EF S.M.A.R.T

Vanaf 8 jaar



EF S.M.A.R.T



EF S.M.A.R.T ABC

KENMERKEN

- De tonggeleider, de molaire overdikte, de dubbele splint, de boogvorm en de bumpers maken het mogelijk om functionele correcties aan te brengen vóór en tijdens de behandeling met aligners
- Dynamic Spring® stelt de patiënt in staat het apparaat aan te spannen terwijl hij de aligners draagt om de werking van de aligners te verhogen. Tandheelkundige
- Bestaat in 2 versies :
 - S.M.A.R.T ABC : voor een open beet, door het stimuleren van de extrusie van de anteriors na ingressie van de molaren
 - S.M.A.R.T: voor de andere gevallen
- Verkrijgbaar in twee hardheden (zacht en hard)
- Enkel beschikbaar in transparant

INDICATIES

S.M.A.R.T - Normale occlusie en Supracclusie

Vóór of tijdens de behandeling met aligners om de voordelen van functionele correcties te combineren met de mechanische actie van aligners

S.M.A.R.T ABC - Open Beet

Vóór de behandeling met aligners ter bevordering van de extrusie van de anteriors en de correctie van de open beet


REFERENTIES

| | |
|----------------------|-------------|
| S.M.A.R.T ABC (soft) | OPD594 030 |
| S.M.A.R.T ABC (hard) | OPD594 030H |
| S.M.A.R.T (soft) | OPD594 032 |
| S.M.A.R.T (hard) | OPD594 032H |

Beschikbare kleuren



Meetinstrumenten



Meetstrip voor de EF GUIDE

Gratis bij aankoop van een EF-guide

Meetstrip voor Multi P en Multi DB (Ref : XPSIZER2)



Plaats de verhoogde markering tussen de linker laterale snijtand en de hoektand.

Lees de schaal af tussen de rechter laterale snijtand en hoektand. De maten 10,20,30...worden aangegeven met lange streepjes terwijl de maten 15, 25, 35, ... worden aangegeven met kortere streepjes.

Bij crowding of diasteem, overweeg dan eerder een groter of kleiner apparaat. Probeer de Multi-P2 bij de patiënt uit en controleer of de tanden mooi in de tandslotjes passen.

Passen

Het passen van de trainer is de belangrijkste stap in de keuze van de maat. De apparaten die voor deze test worden gebruikt, kunnen in een autoclaaf worden gesteriliseerd



AFBEELDING 1

De hoektand rust op de bodem van haar tandslot en de Multi-P voert geen mesio-distale kracht uit op de hoektand. Als er geen crowding of risico op crowding is, is de grootte van de trainer, zoals op de afbeelding zichtbaar, correct.

Als er echter crowding is of verwacht wordt, moet een grotere maat worden gekozen om uitbreiding van de boogomtrek mogelijk te maken.



AFBEELDING 2

Een groter formaat dan op afbeelding 1. De hoektand wordt door de Multi-P2 naar beneden geleid en oefent een kracht uit die de hoektand distaal duwt.

Deze grootte is geschikt als er crowding is of wordt verwacht en uitbreiding van de boogomtrek nodig is.



AFBEELDING 3


Drie maten groter dan op afbeelding 1. Het apparaat is te groot. De hoektand wordt naar een nok tussen twee tandslotjes geleid en het apparaat leidt de tanden niet goed. Kies een kleinere maat.

Steriliseer de Multi-trainer in een autoclaaf.

Gemaakt van medisch kwaliteitssilicone dat voldoet aan de normen ASTM F2038, ASTM F2042, USP Classe VI en ISO10993 voor permanent contact (>30 dagen) met slijmvliezen. Zonder additieven. Vrij van phtalaten, plastificeermiddelen, weekmakers, kleurstoffen, parfum, latex of Bisfenol-A.

Mondspenders

Unilaterale Mondspender



- Met extra lang handvat voor een goede grip bij de patiënt
- Transparant en niet-reflecterend (blauwachtig). Comfortabel voor de patiënt
- Steriliseerbaar in de autoclaaf

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|----------------|---------|---------|
| Kleine maat | 2 | ECM0107 |
| Standaard maat | 2 | ECM0108 |

Mondspenders



- Polypropylene monoblok
- Mondspenders verkrijgbaar in 2 maten, maar ook met handgrepen en zuiggeleiders indien nodig
- Steriliseerbaar in de autoclaaf (4 min @134 °C)
- Handgrepen om de wang vrij te maken, voor gemakkelijke toegang tot de achterste tanden.

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|------------------------|---------|--------|
| Mondspenders SOFT | 2 | J00405 |
| Mondspenders HARD | 2 | J00406 |
| Mondspenders MINI SOFT | 2 | J00407 |

Mondspenders



- Gemaakt van autoclaveerbaar polycarbonaat
- Gemakkelijk te plaatsen
- Volledig zicht op het front en de kiezen
- Geen reflectie van de flitser
- Ideaal voor fotografie, vullingen, tandsteen verwijdering, bracket plaatsing, ...
- Steriliseerbaar in de autoclaaf bij 121°C

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|----------------|---------|---------|
| Kleine maat | 2 | ECM1331 |
| Standaard maat | 2 | ECM1330 |

Mondspenders



- Met verlengstukken voor de handen van de patiënt
- Zeer praktisch, omdat het mogelijk is om, indien nodig, de laterale sectoren handmatig te verbreden
- Verkrijgbaar in 3 maten en 4 kleuren
- Koud steriliseerbaar of op 121°C

| OMSCHRIJVING | Eenheid | Ref. |
|---|---------|---------|
| Klein formaat (6,5 cm tussen de mondstukken) (rood, groen, blauw, geel en wit) | 1 | ECM1333 |
| Medium formaat (9 cm tussen de mondstukken) (rood, groen, blauw, geel en wit) | 1 | ECM1334 |
| Groot formaat (10 cm tussen de mondstukken) (rood, groen, blauw, geel en wit) | 1 | ECM1335 |
| Medium formaat soepel (koud of warm steriliseerbaar) | 1 | ECM1337 |

Ontsmettingsproducten



Ontsmettingsdoos (Ref : EFDESBOX)

- Mogelijkheid om 6 tot 8 apparaten te desinfecteren
- Afmetingen: 26x11 cm
- Capaciteit: 1.250L



Ontsmettingsvloeistof (Ref : EFDES)

- Bacteriedodend, inclusief Tb, gedeeltelijk virusdodend, incl niet-omwikkelde virussen: adeno, noro
- Geschikt voor OMFT-apparaten en alle algemene en chirurgische instrumenten en boren
- Betrouwbare anticorrosiebescherming: houdbaarheid tot 7 dagen
- Extreem snelle ontsmetting en reiniging in het ultrasoonbad
- Werkzame stoffen: alkylamines, quaternaire ammoniumverbindingen
- Inhoud: 2,5 liter



Ontsmettingskit

Gebruiksaanwijzing:

- Draai het handvat van de lade naar buiten en verwijder de lade.
- Vul de desinfectiebox met 1 liter koud leidingwater en voeg 20 ml desinfectievloeistof toe.
- Plaats de apparaten op de bovenste lade en plaats de lade terug in de desinfectiebox.
- Draai het handvat van de lade en sluit het deksel (de lade gaat automatisch naar beneden).
- Laat het 5 minuten inwerken.
- Spoel de apparaten vervolgens grondig af onder koud stromend water. Maak de desinfectiebox volledig leeg.



Cetron Ontsmettingspoeder (REF : S 3229/2)

- **Omschrijving:** Zacht en duurzaam reinigingspoeder voor ortho platen, trays, kunstgebitten en gebitsbeschermers
- **Gebruik:** Verdunnen in 150 ml water, gebruik gedurende 3-4 dagen
- **Verpakking:** Doos van 5 zakjes

Slijpen



Elektrisch slijpset (REF. EFMEUL)

- Voor het bijsnijden of slijpen van trainers
- Ergonomisch ontwerp
- Geleverd met 15 accessoires
- Geschikt voor precisiewerk

Motivatie en documentatie



Didactische folder om patiënten te motiveren om het apparaat te dragen (Ref : EFMOTIV)

- Voor de patiënt
- Educatieve en leuke inhoud voor een optimale relatie tussen behandelaar en patiënt
- Instructies voor het dragen en onderhouden van het apparaat
- Opvolging van de juiste evolutie van de behandeling



Langue au chat ! (enkel in het Frans) (Ref : OPD000130)

- Auteur : Marc Gérald Choukroun
- Voor de patiënt
- Eenvoudige methoden om 3 functies te corrigeren:
 - Slikken
 - Ademhaling
 - Houding
- Integratie van de 3 functies

Motivation Kit (Ref : OPD590 120)



Kit met verschillende hulpmiddelen en materialen om u te helpen kinderen bij hun behandeling te betrekken:

- vervolgblad
 - twee soorten certificaten
 - een diploma van voltooiing
 - geschenken
- Alleen beschikbaar in het Frans

Selectiewiel - EF Line (REF : OPD590 127)



Selectiewiel waarmee u gemakkelijk de Functionele Educatie Trainer vindt die past bij uw patiënt, zijn leeftijd en zijn pathologie.

- Beschikbaar in het Engels en Frans



mos.be